



## 884 Halley


Steccobenda a depressione per avambraccio



### CARATTERISTICHE

Realizzate con materiali di assoluta affidabilità che permettono di immobilizzare perfettamente gli arti inferiori e superiori aspirando l'aria interna, sono dotate di valvola di aspirazione posta all'esterno per non causare disturbo al paziente. È possibile ordinare le stecco-bende sfuse, oppure il set composto da steccobenda a depressione per braccio, gamba, avambraccio, pompa piccola per il vuoto e sacca in nylon. Tutte le steccobende sono radiotrasparenti.

### DATI TECNICI

Misura	Adulti
Destinazione	Immobilizzazione
Trauma	
Larghezza (cm)	34
Materiale	PVC
Lunghezza (cm)	52

### IMMAGINI



---

## VEDI ANCHE

---



### **Antares 854**

Set collari cervicali 4 pz. con custodia Art. 842 - 844 - 846 - 848



### **Halley 882**

Steccobenda a depressione per braccio



### **Halley 880**

Steccobenda a depressione per gamba



### **Halley 886**

Set di steccobende a depressione con pompa e custodia

---

## ACCESSORI

---



### **889**

Pompa in alluminio piccola