



11200 Vital Test


Pulsiossimetro palmare completo di sensore adulti



CARATTERISTICHE

Vital Test è semplice e professionale, utilizzabile in terapia intensiva, reparti, studi medici, odontoiatri, emergenza, permette un monitoraggio immediato, preciso, non invasivo. Vital Test ha una forma piacevole ed ergonomica, facile da impugnare e trasportare. Permette di rilevare il valore di SpO₂, la frequenza cardiaca, la visualizzazione della forma d'onda e il valore trend degli ultimi 10 minuti di questi 2 parametri. L'alimentazione è con batteria ricaricabile.

DATI TECNICI

Cardio	
Larghezza (cm)	7
Altezza (cm)	15,8
Profondità (cm.)	3,7
Peso (kg)	0,25

VEDI ANCHE



8506
Pulsossimetro Oxy-110



11220 Oxytest
Pulsossimetro portatile completo di sensore adulti, cavo USB e batterie stilo AAA

ACCESSORI



11204
Supporto per pulsossimetro



11208
Sensore pediatrico per pulsossimetro Vital Test



11212
Sensore neonatale per pulsossimetro Vital Test

ACCESSORI DI SERIE



11206
Sensore adulti per pulsossimetro Vital Test



Art. 11210
Custodia pulsossimetro Vital Test