



894 Snake


Matelas à dépression à chambres indépendantes



CARATTERISTICHE

Matelas à dépression à 14 chambres indépendantes pour une immobilisation parfaite et rapide. Une extrême légèreté et robustesse, 8 poignées ergonomiques, des ceintures de sécurité et un enroulement parfait du patient confèrent au matelas « Snake » des caractéristiques uniques. Utilisable de -30 à +70 °C. La tenue de la dépression pendant longtemps sans aucune flexion, **la certification UNI EN 1865**, selon les normes européennes harmonisées, **complètent les caractéristiques de ce dispositif.**

DONNÉES TECHNIQUES

Taille	Adultes
Usage	Immobilisation
Longueur (cm)	210
Largeur (cm)	100
Poids (kg)	8
Capacité de charge (kg)	150
Trauma	
Material	Polyuréthane

VOIR AUSSI



Chesterfield 9114

Matelas à dépression à chambres indépendantes avec soudures centrales



Snake Plus 895

Matelas à dépression à chambres indépendantes avec immobilisateur de tête intégré



Naxos 9104

Matelas à dépression Naxos sans chambres



Snake Snow 894/SNOW

Matelas à dépression à chambres indépendantes avec dispositifs antidérapants pour la neige



Bunny 9100

Matelas pédiatrique à dépression à chambres indépendantes



Bunny Plus 9102

Matelas pédiatrique à dépression à chambres indépendantes avec immobilisateur de tête intégré



"Flake" 891

Matelas à dépression à chambres indépendantes

ACCESSOIRES



890-001

Étui pour matelas à dépression



888

Pompe d'aspiration en aluminium



894-001

Valvola di aspirazione per steccobende e materasso a depressione
