



# **9012** Galaxy

"GALAXY" Tavola spinale arancio



#### **CARATTERISTICHE**

Tavola spinale realizzata con materiale plastico ad alta resistenza. È stata progettata prestando particolare attenzione alle difficoltà che si incontrano durante gli interventi quotidiani; sono state infatti create 4 asole per il fissaggio veloce e totale del fermacapo e 2 incavi nella parte d'appoggio, per chi blocca la base nel modo tradizionale, che permettono ai cinturini a strappo di non rompersi durante l'utilizzo e l'alloggiamento in ambulanza. È dotata di 20 maniglie per il trasporto ed è completa di 3 cinture a sgancio rapido (Art. 605/MEB). È traslucente ai raggi X e può essere fornita in 3 diverse colorazioni, gialla arancio e blu.

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865.

#### DATI TECNICI

Tipologia	
Misura	Adulti
Destinazione	Immobilizzazione
Lunghezza (cm)	183
Larghezza (cm)	41
Spessore (cm)	5
Peso (kg)	5,5
Portata (kg)	150
Trauma	₩
Materiale	ABS

## **VEDI ANCHE**



### **ACCESSORI**



**Spider 690** Cinture di immobilizzazione per spinale Spider



**Jelly 629** Fermacapo standard rosso per tavola spinale



**12144/N** Custodia per tavola spinale

# ACCESSORI DI SERIE



**605/MEB**Cintura arancio 1 pz mm 50 con gancio in plastica e nastro ME.BER.