



9022 Duck

Tabla espinal pediátrica amarilla



CARACTERÍSTICAS

Diseñada para la inmovilización y el transporte de niños de hasta 120 cm de altura, fabricada en material plástico de alta resistencia y diseñada prestando atención a los problemas encontrados durante las operaciones cotidianas: de hecho, se crearon 4 ojales para una fijación rápida y el total del inmovilizador de cabeza y 2 ojales en la parte de soporte, para aquellos que bloquean la base de la manera tradicional, lo que permite que las correas con velcro no se rompan durante el uso y la colocación en ambulancia.

Está equipada con 10 asas para transporte.

Permite diagnósticos preliminares con rayos X y se puede suministrar en 3 colores diferentes, amarillo, naranja y azul.

No se suministra de serie con cinturones.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Niños
Uso	Inmovilización
Longitud (cm)	125
Anchura (cm)	41
Thickness (cm)	5
Peso (kg)	3,7
Capacidad de carga (kg)	100
Pediatric	<input checked="" type="checkbox"/>
Trauma	<input checked="" type="checkbox"/>
Material	ABS

VER TAMBIÉN



Duck 9024
Tabla espinal pediátrica naranja

ACCESORIOS



Kids 627
Inmovilizador de cabeza pediátrico acolchado



Spider Baby 692
Cinturones de inmovilización espinal pediátrica



16150-002
Bolsa de almacenamiento Ergon