



9026 Duck

Tavola spinale pediatrica blu



CARATTERISTICHE

Progettata per l'immobilizzazione ed il trasporto di bambini con altezza sino a 120 cm, è stata realizzata con materiale plastico ad alta resistenza e studiata prestando attenzione alle problematiche che si incontrano durante gli interventi quotidiani: sono state infatti create 4 asole per il fissaggio veloce e totale del fermacapo e 2 incavi nella parte d'appoggio, per chi blocca la base nel modo tradizionale, che permettono ai cinturini a strappo di non rompersi durante l'utilizzo e l'alloggiamento in ambulanza. È dotata di 10 maniglie per il trasporto. Permette la diagnostica preliminare con raggi X e può essere fornita in 3 diverse colorazioni, gialla arancio e blu. Non viene fornita di serie con cinture.

DATI TECNICI

Misura	Bambini
Destinazione	Immobilizzazione
Lunghezza (cm)	125
Larghezza (cm)	41
Spessore (cm)	5
Peso (kg)	3,7
Portata (kg)	100
Pediatric	✓
Trauma	₩
Materiale	ABS

VEDIANCHE



Duck 9022 Tavola spinale pediatrica gialla



Duck 9024Tavola spinale pediatrica arancio

ACCESSORI



Kids 627 Fermacapo pediatrico imbottito



