



914 PROOF Winner

Barella autocaricante con Trendelenburg e Fowler certificata



CARATTERISTICHE

L'art 914 PROOF é analogo al modello 914, la sostanziale differenza é determinata dall'applicazione di una struttura rigida in acciaio che consente, in abbinamento all'apposito sistema di fissaggio, di assorbire le sollecitazioni inerziali provocate da improvvise accelerazioni o decelerazioni del mezzo di soccorso.

L'art. 914 PROOF è stato studiato per offrire all'operatore del soccorso uno strumento pratico ed affidabile soprattutto nei casi di massima emergenza. La barella, costruita in alluminio anodizzato, è robusta e maneggevole grazie anche alle quattro ruote diam. 150, due fisse con freno e due girevoli. Importante caratteristica di questo articolo è il sistema di regolazione dell'altezza di carico sui vari pianali delle ambulanze. La barella, infatti, è dotata di due robuste piastre forate che consentono di variare l'altezza delle ruotine di carico anteriori permettendo così il comodo caricamento della barella su ambulanze con diversi allestimenti interni.

L'art. 914 PROOF ha la possibilità di assumere le posizioni Trendelenburg e Fowler, fornendo in questo modo un supporto ancora più completo e funzionale per tutte le situazioni di emergenza. Pianale e schienale rigido in termoplastico rinforzato per consentire il massaggio cardiaco in caso di emergenza, facile da pulire e disinfettare. Schienale reclinabile da 0° - 80° azionato da un pistone a gas, sicuro e bloccabile in qualsiasi posizione.

Posizioni di Trendelenburg e Fowler azionate da un sistema con pistoni a gas. Spondine laterali completamente ribaltabili. Bloccaggio delle gambe in posizione piegata con sistema che evita lo schiacciamento dell'asta di bloccaggio. Leva di sicurezza che agisce sulle gambe posta a fianco della maniglia di sblocco che consente l'operazione di sgancio per il carico mantenendo le mani sulla barella. Gambe verticali protette da paracolpi in nylon.

Ruote girevoli con sistema autocentrante per consentire il posizionamento della barella in ambulanza senza dover girare le ruote manualmente.

Completa di materasso e cinture.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN1865 - UNI EN1789.

DATI TECNICI

Destinazione	Trasporto
Piano	Con Trendelenburg e Fowler
Tipo ruote	2 Ruote Girevoli + 2 Ruote Fisse piccole
Tipologia	Barella autocaricante
Certificazione 10G	
Altezza (cm)	87,5
Larghezza (cm)	56
Peso (kg)	40
Portata (kg)	170
Altezza piegata (cm)	26
Altezza massima di carico (cm)	65
Altezza minima di carico (cm)	62
Lunghezza (cm)	194
Lungh. con carrello abbassato (cm)	155
Materiale	Alluminio anodizzato

VEDI ANCHE



Winner 910 PROOF
Barella autocaricante - certificata

ACCESSORI



7014/A
Materasso 4 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



955 PROOF
Sistema di fissaggio EN 1789 per
barelle autocaricanti Proof



936
Asta portaflebo per barelle
autocaricanti Winner e Frog



939
Piano portastrumenti per barelle



938
Portabombola Oximeb



612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera con
aggancio a 4 punti e nastro MeBer
per barelle autocaricanti e sedie



608/A-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



608/N-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



12025
Tasca portaoggetti multiuso nera
per barelle autocaricanti



612/AN-2/MEB
Cintura toracica regolabile
arancio/nera con aggancio a 4
punti e nastro MeBer per barelle
autocaricanti e sedie



12018N
Asta portaflebo telescopica per
barelle autocaricanti



12070/BG
"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola
professionale per bombole da lt 2 e
3



12070/BR
"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola
professionale per bombole da lt 2 e
3



12072/BG
"COVER OX 5 BG"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5



12072/BR
"COVER OX 5 BR"- Portabombola
professionale per bombole da lt 5

ACCESSORI DI SERIE



7014/A

Materasso 4 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



608/A-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



608/N-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



612/AN-2/MEB

Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie
