



939

Piano portastrumenti per barelle



CARATTERISTICHE

Piano portastrumenti da applicare al telaio di tutte le barelle autocaricanti Me.Ber., per il trasporto di attrezzature mediche come defibrillatori e monitors. È dotato di cinture per il fissaggio delle apparecchiature ed è pieghevole per lo stivaggio in ambulanza.

Dimensioni: aperto cm 34x56x37h, chiuso spess. cm 8

DATI TECNICI

Larghezza (cm)	56
Profondità (cm.)	34
Altezza (cm)	37
Spessore ripiegata (cm)	8
Peso (kg)	5,6
Portata (kg)	30

IMMAGINI



VEDI ANCHE



Mercury Lite 7082/4RG Proof
Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta

ACCESSORIO DI



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF
Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli- versione alta



Mercury Lite Cinque 7095/4RG Proof
Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



Mercury Lite Cinque 7097/4RG Proof
Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli versione alta - certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



Mercury EL 7092 PROOF
Barella autocaricante certificata



Mercury EL 7094 PROOF
Barella autocaricante certificata versione alta



7265 Proof
Barella autocaricante "Frog Lite Advance" in alluminio con maniglie estraibili e Trendelenburg