



950/2

Sistema di fissaggio posteriore per autocaricante H=160 mm



CARATTERISTICHE

Costruito in fusione d'acciaio inox, viene montato sul pianale dell'ambulanza per bloccare con sicurezza la barella autocaricante. E' disponibile in 4 diverse altezze.

DATI TECNICI

Altezza (cm)

16

VEDI ANCHE



950/1

Sistema di fissaggio posteriore per autocaricante H=188 mm



Sistema di fissaggio posteriore

Sistema di fissaggio posteriore per autocaricante H=148 mm



Sistema di fissaggio posteriore

Art. 950/4 Sistema di fissaggio posteriore per autocaricante H=129 mm