



950/3 Sistema di fissaggio posteriore

Sistema di fissaggio posteriore per autocaricante H=148 mm



CARATTERISTICHE

Costruito in fusione d'acciaio inox, viene montato sul pianale dell'ambulanza per bloccare con sicurezza la barella autocaricante. E' disponibile in 4 diverse altezze.

DATI TECNICI

Altezza (cm)

14,8

VEDI ANCHE



Sistema di fissaggio posteriore
Art. 950/4 Sistema di fissaggio
posteriore per autocaricante H=129
mm



950/1
Sistema di fissaggio posteriore per
autocaricante H=188 mm



950/2
Sistema di fissaggio posteriore per
autocaricante H=160 mm