



950/3 950/ 3

Système de fixation arrière pour auto-chargement H = 148 mm



CARATTERISTICHE

Fabriqué en acier inoxydable moulé, il est monté sur le plancher de l' ambulance pour verrouiller en toute sécurité le brancard à chargement automatique. Il est disponible en 4 hauteurs différentes.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------|------|
| Hauteur (cm) | 14,8 |
|--------------|------|

VOIR AUSSI



950/4

Système de fixation arrière pour auto-chargement H = 129 mm



950/1

Système de fixation arrière pour auto-chargement H = 188 mm



950/2

Système de fixation arrière pour auto-chargement H = 160 mm