



## 950/4 950/4

Système de fixation arrière pour auto-chargement H = 129 mm



### CARATTERISTICHE

Fabriqué en acier inoxydable moulé, il est monté sur le plancher de l' ambulance pour verrouiller en toute sécurité le brancard à chargement automatique. Il est disponible en 4 hauteurs différentes.

### DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur (cm)	12,9
--------------	------

### VOIR AUSSI



**950/1**  
Système de fixation arrière pour auto-chargement H = 188 mm



**950/2**  
Système de fixation arrière pour auto-chargement H = 160 mm



**950/3**  
Système de fixation arrière pour auto-chargement H = 148 mm

---

ACCESSOIRE DE

---



**Brancard de secours 638**  
Brancard de secours pliable avec dossier



**Brancard de secours 640**  
Brancard de secours pliable

---