



959

Sistema di fissaggio a parete per barella a geometria variabile Ergon



CARATTERISTICHE

Sistema di fissaggio a parete per barella Ergon, realizzato in materiale plastico. Garantisce un bloccaggio rapido e sicuro all'interno dell'ambulanza in posizione verticale.

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1789



DATI TECNICI

| | |
|------------------|-----|
| Lunghezza (cm) | 51 |
| Altezza (cm) | 2,5 |
| Profondità (cm.) | 9 |
| Peso (kg) | 1 |

IMMAGINI



VEDI ANCHE



Ergon 16150/G
Barella comfort a geometria
variabile - gialla/blu



Ergon 16150/V
Barella comfort a geometria
variabile - verde/blu
