



## 7122/AZ Gecko

Brancard à chargement automatique « GECKO » d'entrée de gamme bleu clair



### CARATTERISTICHE

Conçu pour optimiser le rapport qualité/prix, il est construit en acier peint très résistant. Le dispositif garantit toutes les caractéristiques des autres brancards à chargement automatique : dossier réglable, 2 roues fixes freinantes, 2 roues pivotantes auto-centreuses Ø 200 mm, barrières latérales rabattables. Il n'est pas livré en standard avec des ceintures.

### DONNÉES TECHNIQUES

Type	Transport
Usage	Sans Trendelenburg
Surface de couchage	
Hauteur (cm)	90,5
Hauteur de chargement max (cm)	62
Hauteur de chargement min. (cm)	62
Hauteur plié (cm)	30
Largeur (cm)	56
Longueur (cm)	197
Poids (kg)	37
Capacité de charge (kg)	170
Material	Acier peint

---

## IMAGES

---



---

## VOIR AUSSI

---



### **Gecko 7122/V**

Brancard à chargement automatique «  
GECKO » d'entrée de gamme vert

---

---

## ACCESSOIRES

---



**939**

Plateau porte-instruments pour brancards



**950/3**

Système de fixation arrière pour auto-chargement H = 148 mm



**965**

Système de fixation avant pour brancard à chargement automatique



**938**

Porte-bouteille Oximeb



**7016/A**

Matelas entier électro-soudé orange en PVC



**612/AN-2/MEB**

Ceinture thoracique orange/noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises



**612/N-2/MEB**

Ceinture thoracique noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises



**12080-001**

Kit de montage sur plan bariatrique pour brancards à chargement automatique



**12010**

Tige porte-perfusion pour brancards à chargement automatique Mercury et Gecko



**12025**

Poche de rangement polyvalente noire pour brancards à chargement automatique



**608-A/MEB**

Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber orange (L. 155 cm)



**608-N/MEB**

Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber noir (L. 155 cm)



**12080**

Plateforme bariatrique large « MBP » pour brancards à chargement automatique FROG MERCURY et GECKO avec ceintures avec enrouleur et fixations de brancard

---

## BUNDLES

---



**603/MEB**

Sac en nylon avec 3 Art. 607/Ameb