



## 7122/V Gecko

“GECKO” barella autocaricante entry-level verde



### CARATTERISTICHE

Realizzata per ottimizzare il rapporto qualità/prezzo, è costruita in acciaio verniciato ad alta resistenza. Il dispositivo garantisce tutte le caratteristiche delle altre barelle autocaricanti: schienale regolabile, 2 ruote fisse frenanti, 2 ruote girevoli Ø 200 mm autocentranti, spondine laterali ribaltabili. Viene fornita di serie con cinture.

### DATI TECNICI

Tipologia	Trasporto
Destinazione	Senza Trendelenburg
Piano	
Altezza (cm)	90,5
Altezza massima di carico (cm)	62
Altezza minima di carico (cm)	62
Altezza piegata (cm)	30
Larghezza (cm)	56
Lunghezza (cm)	197
Peso (kg)	37
Portata (kg)	170
Materiale	Acciaio verniciato

---

## IMMAGINI

---



---

## VEDI ANCHE

---



**Gecko 7122/AZ**  
"GECKO" barella autocaricante  
entry-level azzurra

---

## ACCESSORI



**7016/A**  
Materasso intero elettrosaldato  
arancio in PVC



**939**  
Piano portastrumenti per barelle



**Sistema di fissaggio posteriore**  
Sistema di fissaggio posteriore per  
autocaricante H=148 mm




**Sistema di fissaggio anteriore**  
Sistema di fissaggio anteriore per  
barella autocaricante



**938**  
Portabombola Oximeb



**612/AN-2/MEB**  
Cintura toracica regolabile  
arancio/nera con aggancio a 4  
punti e nastro MeBer per barelle  
autocaricanti e sedie



**612/N-2/MEB**  
Cintura toracica regolabile nera con  
aggancio a 4 punti e nastro MeBer  
per barelle autocaricanti e sedie



**12080-001**  
Kit montaggio piano bariatrico per  
barelle autocaricanti



**12025**  
Tasca portaoggetti multiuso nera  
per barelle autocaricanti



**12080**  
"MBP" pianale bariatrico largo per  
barelle autocaricanti FROG  
MERCURY e GECKO completo di  
cinture con arrotolatore e fissaggi  
barella



**12010**  
Asta portaflebo per barelle  
autocaricanti Mercury e Gecko



**608/A-MEB**  
Cintura 2 pz. con gancio in metallo  
e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



**608/N-MEB**  
Cintura 2 pz. con gancio in metallo  
e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



**12070/BG**  
"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 2 e  
3



**12070/BR**  
"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 2 e  
3



**12072/BG**  
"COVER OX 5 BG"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 5



**12072/BR**

"COVER OX 5 BR"- Portabombola  
professionale per bombole da lt 5

---

## ACCESSORI DI SERIE

---



**603/MEB**

Busta in nylon con 3 Art. 607/Ameb