



7122/V Gecko

Brancard à chargement automatique « GECKO » d'entrée de gamme vert



CARACTERISTIQUE

Conçu pour optimiser le rapport qualité/prix, il est construit en acier peint très résistant. Le dispositif garantit toutes les caractéristiques des autres brancards à chargement automatique : dossier réglable, 2 roues fixes freinantes, 2 roues pivotantes auto-centreuses Ø 200 mm, barrières latérales rabattables. Il n'est pas livré en standard avec des ceintures.

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Transport
Usage	Sans Trendelenburg
Surface de couchage	
Hauteur (cm)	90,5
Hauteur de chargement max (cm)	62
Hauteur de chargement min. (cm)	62
Hauteur plié (cm)	30
Largeur (cm)	56
Longueur (cm)	197
Poids (kg)	37
Capacité de charge (kg)	170
Material	Acier peint

IMAGES



VOIR AUSSI



Gecko 7122/AZ

Brancard à chargement automatique
« GECKO » d'entrée de gamme bleu
clair

ACCESSOIRES



7016/A

Matelas entier électro-soudé orange en PVC



939

Plateau porte-instruments pour brancards



950/3

Système de fixation arrière pour auto-chargement H = 148 mm



965

Système de fixation avant pour brancard à chargement automatique



938

Porte-bouteille Oximeb



612/AN-2/MEB

Ceinture thoracique orange/noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises



612/N-2/MEB

Ceinture thoracique noire réglable avec attache à 4 points et ruban Meber pour brancards à chargement automatique et chaises



12080-001

Kit de montage sur plan bariatrique pour brancards à chargement automatique



12025

Poche de rangement polyvalente noire pour brancards à chargement automatique



12080

Plateforme bariatrique large « MBP » pour brancards à chargement automatique FROG MERCURY et GECKO avec ceintures avec enrouleur et fixations de brancard



12010

Tige porte-perfusion pour brancards à chargement automatique Mercury et Gecko



608-A/MEB

Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber orange (L. 155 cm)



608-N/MEB

Ceinture 2 pièces avec crochet en métal et ruban Meber noir (L. 155 cm)



12070/BG

« COVER OX 2-3 BG » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 2 et 3 litres



12070/BR

« COVER OX 2-3 BR » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 2 et 3 litres



12072/BG

« COVER OX 5 BG » – Porte-bouteille professionnel pour bouteilles de 5 litres



12072/BR

« COVER OX 5 BR » – Porte-bouteille
professionnel pour bouteilles de 5 litres

BUNDLES



603/MEB

Sac en nylon avec 3 Art. 607/Ameb