



891 "Flake"

Colchón de vacío con cámaras independientes



CARACTERISTICHE

Colchón de vacío con 3 cámaras independientes para una perfecta y rápida inmovilización. Extremadamente ligero y resistente, 8 manijas ergonómicas, cinturones de seguridad y la perfecta envoltura del paciente otorgan al colchón características únicas. Retención de la depresión durante mucho tiempo sin ningún desplazamiento. Colchón radiotransparente.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	Adultos
Uso	Inmovilización
Longitud (cm)	200
Anchura (cm)	90
Peso (kg)	6,7
Capacidad de carga (kg)	150
Trauma	
Material	Poliéster recubierto PVC

VER TAMBIÉN



891/SG

Flake Basic colchón de vacío con cámaras independientes



Chesterfield 9114

Colchón de vacío con cámaras independientes con soldaduras centrales

ACCESORIOS



888

Bomba de aspiración en aluminio



890-001

Funda para colchón de vacío



896/DF

Bomba de aspiración en abs

ACCESORIOS ESTÁNDAR



894-001

Valvola di aspirazione per
steccobende e materasso a
depressione
