



430

Arcos set férulas rígidas con estuche



CARACTERISTICHE

Nuevas férulas rígidas hechas de PVC ignífugo y completamente impermeable, permiten la correcta inmovilización de las extremidades. Las férulas son radiotransparentes. Están equipadas con 4 cerraduras en Velcro® con longitudes diferenciadas que permiten al operador aplicar el dispositivo con facilidad y seguridad: especialmente diseñadas para sujetar tobillo y la parte superior de la pierna de forma segura y fácil, completo con soporte integrado para los pies.

Disponibles en dos tamaños:

Brazo adulto/pierna pediátrica: longitud 52 cm - base de apoyo 9 cm

Pierna adulto: longitud 74 cm - base de apoyo 13 cm

DATOS TÉCNICOS

Trauma

Uso



Inmovilización

IMÁGENES



VER TAMBIÉN



427

Arcos Férula rígida corta para miembros superiores de adultos o inferiores pediátrico



425

Arcos férula rígida larga para miembros inferiores adultos
