



427

Arcos Steccobenda rigida corta per arti superiori adulto o inferiori pediatrico



CARATTERISTICHE

Steccobende rigide realizzate in PVC ignifugo e completamente impermeabile, consentono la corretta immobilizzazione degli arti. Le steccobende sono radiotrasparenti. Sono dotate di 4 chiusure a Velcro® a lunghezza differenziata che permettono all'operatore di applicare il dispositivo con facilità e sicurezza: appositamente sagomate per allacciare saldamente e agevolmente la caviglia e la parte alta della gamba sono complete di supporto piede integrato.

Disponibili in 3 misure:

Braccio adulto/ gamba pediatrico: lunghezza cm 52 - base d'appoggio cm 9

Gamba adulto: lunghezza 74 cm - base d'appoggio cm 13

Arto pediatrico: lunghezza 30 cm, base d'appoggio 9 cm

DATI TECNICI

Pediatric	<input checked="" type="checkbox"/>
Trauma	<input checked="" type="checkbox"/>
Lunghezza (cm)	52
Larghezza (cm)	24
Peso (kg)	0,7
Destinazione	Immobilizzazione
Materiale	PVC

IMMAGINI



VEDI ANCHE



431
Arcos set steccobende rigide con
custodia



425
Arcos steccobenda rigida lunga per
arti inferiori adulto



429
Arcos Steccobenda rigida per arti
pediatrici
