



676 Extra Lite Standard

Sedia portantina 4 ruote pieghevole con pedana e braccioli



CARATTERISTICHE

EXTRA LITE Standard è la sedia portantina Me.Ber. interamente realizzata con speciali leghe di alluminio: è attualmente tra le più leggere sul mercato. Le maniglie posteriori e la particolare configurazione delle leve anteriori garantiscono una perfetta distribuzione dei pesi, alleviando gli sforzi degli operatori. L'assetto e l'ergonomia di seduta e schienale conferiscono elevato comfort per il paziente. Durante la movimentazione in piano le ruote posteriori da 200 mm e le anteriori da 125 mm garantiscono altresì ottima manovrabilità.

Pedana poggia piedi ribaltabile con bloccaggio magnetico e braccioli completano le caratteristiche di questo articolo per il soccorso.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789

DATI TECNICI

Tipologia	
Pieghevole	
Scendiscale	
Altezza (cm)	101
Larghezza (cm)	55
Lunghezza (cm)	78
Lunghezza max (cm)	139
Spessore ripiegata (cm)	29
Peso (kg)	13,9
Portata (kg)	230
Altezza piegata (cm)	101
Pedane e braccioli	
Cardio	
Certificazione 10G	
Materiale	Leghe di alluminio

VEDI ANCHE



**679
Zena**

Sedia portantina stretta, 4 ruote pieghevole con pedana, braccioli e pianali in alluminio



678 Extra Lite Basic
Sedia portantina pieghevole

ACCESSORI



960
"Extra fixing system" - sistema di fissaggio per sedia Extra



670-001
Fermacapo in nastro arancio/nero per sedia scendiscala Extra



670-002
Cover trasparente antipolvere in nylon nero per sedie Extra



612/AN-2/MEB
Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



975
"Ergolift fixing system" - Sistema di fissaggio per sedia Extra Ergolift



670-004
Staffa ruota diametro 200 mm con freno per sedia Extra

ACCESSORI DI SERIE



566

Busta nera con 3 cinture a 2
pz. Fondo nero e MeBer arancio per
sedie Extra
