



# 678 Extra Lite Basic

Sedia portantina pieghevole



#### **CARATTERISTICHE**

EXTRA LITE basic è la sedia portantina Me.Ber. interamente realizzata con leghe di alluminio. Le maniglie posteriori e la particolare configurazione delle leve anteriori garantiscono una perfetta distribuzione dei pesi, alleviando gli sforzi degli operatori.

L'assetto e l'ergonomia di seduta e schienale conferiscono elevato comfort per il paziente. Durante la movimentazione in piano le ruote posteriori da 200 mm e le anteriori da 125 mm garantiscono altresì ottima manovrabilità.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

## **DATI TECNICI**

Tipologia	
Pieghevole	
Scendiscale	
Altezza (cm)	101
Larghezza (cm)	55
Lunghezza (cm)	78
Lunghezza max (cm)	139
Spessore ripiegata (cm)	29
Peso (kg)	13,3
Portata (kg)	230
Altezza piegata (cm)	101
Cardio	₩
Certificazione 10G	<b>₩</b>
Materiale	Leghe di alluminio

## **VEDI ANCHE**



Zena
Sedia portantina stretta, 4 ruote
pieghevole con pedana, braccioli e
pianali in alluminio



Extra Lite Standard 676 Sedia portantina 4 ruote pieghevole con pedana e braccioli

## **ACCESSORI**



**670-001**Fermacapo in nastro arancio/nero per sedia scendiscale Extra



960 "Extra fixing system" - sistema di fissaggio per sedia Extra



566
Busta nera con 3 cinture a 2
pz.Fondo nero e MeBer arancio per
sedie Extra



975
"Ergolift fixing system" - Sistema di fissaggio per sedia Extra Ergolift



**670-004** Staffa ruota diametro 200 mm con freno per sedia Extra



**670-002**Cover traspirante antipolvere in nylon nero per sedie Extra

## ACCESSORI DI SERIE



566
Busta nera con 3 cinture a 2
pz.Fondo nero e MeBer arancio per
sedie Extra